



TEL **0120-500-418** Free Dial FAX **0120-500-518** Free Dial <http://www.oralcare.co.jp/>
株式会社オーラルケア 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-32-9 TEL.03(3801)0151 FAX.03(3801)0188

矯正製品総合カタログ



INDEX

VIMワイヤー

リトラクションワイヤー (SR)	04
ニッケルチタンワイヤー (NT)	06
ステンレススチールワイヤー (SS)	06
コバルトクロムワイヤー (CC)	06
リガチャーワイヤー (LI)	06

ORTHO-STRIPS

オーソストリップス	07
オーソストリップス セット	07

Essix[®] アプライアンス製品

ACE・タイプA・タイプC	08
アクセントチュエーター	10
冷却スプレー	10
ARS前歯用ダイヤモンドバー	10


RETAINER BRITE

リテーナーブライト (標準サイズ)	11
リテーナーブライト (大箱サイズ)	11


リトラクションワイヤー(SR)

販売名:VIM 医療機器認証番号:218AKBZX00071000
 一般的名称:歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器 材質:ステンレススチール

「トルクコントロール」と
 「スムーズな滑り」を
 同時に叶える!



- 前歯部がレクト、白歯部は小サイズのスクエア
- フックがあらかじめ付いているので装着の手間が不要



	縦×横 (inch)		フック間距離 (mm)	商品番号	
	前歯部	白歯部			
上顎	.016"×.022"	.016"×.016"	30	SR-601	
			32	SR-610	
			34	SR-611	
			36	SR-612	
			38	SR-613	
			30	SR-602	
	.017"×.025"		32	SR-614	
			34	SR-615	
			36	SR-616	
			38	SR-617	
			.019"×.025"	30	SR-603
				32	SR-618
34	SR-619				
36	SR-620				
.018"×.018"	38	SR-621			
	30	SR-604			
	32	SR-622			
	34	SR-623			
	.021"×.025"	36	SR-624		
		38	SR-625		

	縦×横 (inch)		フック間距離 (mm)	商品番号	
	前歯部	白歯部			
下顎	.016"×.022"	.016"×.016"	20	SR-605	
			22	SR-630	
			24	SR-631	
			26	SR-632	
			28	SR-633	
			20	SR-606	
	.017"×.025"		22	SR-634	
			24	SR-635	
			26	SR-636	
			28	SR-637	
			.019"×.025"	20	SR-607
				22	SR-638
24	SR-639				
26	SR-640				
.018"×.018"	28	SR-641			
	20	SR-608			
	22	SR-642			
	24	SR-643			
	.021"×.025"	26	SR-644		
		28	SR-645		

1パック5本入り

VIMワイヤー

ニッケルチタンワイヤー(NT)

販売名: VIM-NT 医療機器認証番号: 218AKBZX00072000 一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器

スムーズアーチフォーム

1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.010"	NT-599	NT-600
	.012"	NT-601	NT-602
	.014"	NT-603	NT-604
	.016"	NT-605	NT-606
	.018"	NT-607	NT-608
	.020"	NT-609	NT-610
	.016"×.016"	NT-651	NT-652
	.016"×.022"	NT-653	NT-654
	.017"×.025"	NT-659	NT-660
	.018"×.018"	NT-661	NT-662
	.018"×.025"	NT-665	NT-666
	.019"×.025"	NT-667	NT-668
	.020"×.020"	NT-673	NT-674

D-バンドワイヤー

1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.014"	NT-901	NT-902
	.016"	NT-903	NT-904
	.018"	NT-905	NT-906

リバースカーブワイヤー

1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.016"	NT-701	NT-702
	.018"	NT-703	NT-704
	.016"×.022"	NT-751	NT-752
	.017"×.025"	NT-753	NT-754
	.019"×.025"	NT-755	NT-756

コバルトクロムワイヤー(CC)

販売名: VIM-CC 医療機器認証番号: 218AKBZX00073000 一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器

ストレートワイヤー(14"/35.56cm)

1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	商品番号
	.016"×.016"	CC-151
	.016"×.022"	CC-154
	.017"×.025"	CC-157

スタンダードアーチフォーム

1パック10本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.016"×.016"	CC-551	CC-552
	.016"×.022"	CC-553	CC-554
	.017"×.025"	CC-559	CC-560

ステンレススチールワイヤー(SS)

販売名: VIM 医療機器認証番号: 218AKBZX00071000 一般的名称: 歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器

ストレートワイヤー(14"/35.56cm)

1パック20本入り

形状	ワイヤーサイズ	商品番号
	.012"	SS-103
	.014"	SS-104
	.016"	SS-105
	.018"	SS-106
	.012"×.012"	SS-150
	.014"×.014"	SS-151
	.016"×.016"	SS-152
	.016"×.022"	SS-153
	.017"×.025"	SS-158
	.018"×.025"	SS-161
	.019"×.025"	SS-168
	.021"×.025"	SS-172

スタンダードアーチフォーム

1パック20本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.014"	SS-507	SS-508
	.016"	SS-509	SS-510
	.018"	SS-511	SS-512
	.016"×.016"	SS-553	SS-554
	.016"×.022"	SS-555	SS-556
	.017"×.022"	SS-561	SS-562
	.017"×.025"	SS-563	SS-564
	.018"×.022"	SS-567	SS-568
	.018"×.025"	SS-569	SS-570

スムーズアーチフォーム

1パック20本入り

形状	ワイヤーサイズ	上顎用商品番号	下顎用商品番号
	.014"	SS-607	SS-608
	.016"	SS-609	SS-610
	.018"	SS-611	SS-612
	.016"×.016"	SS-653	SS-654
	.016"×.022"	SS-655	SS-656
	.017"×.025"	SS-663	SS-664
	.018"×.025"	SS-669	SS-670
	.019"×.025"	SS-673	SS-674
	.021"×.025"	SS-679	SS-680

リガチャーワイヤー(LI)

販売名: VIM-LI 医療機器認証番号: 218AKBZX00074000 一般的名称: 歯列矯正用結さつ材 管理医療機器

1パック1,000本入り

形状	ワイヤーサイズ	商品番号
	.010"	LI-010

ORTHO-STRIPS

オーソストリップス

販売名: オーソストリップス 医療機器届出番号: 13B2X00008000040
一般的名称: 歯間研削用ストリップ 一般医療機器



患者さんにやさしいストリッピングが、
“ラクに”“安全に”できます!

コントラ使用で
スピーディーに
削合・研磨

安全で歯肉を
傷つけにくい

ブレードが
しなるので
形態修正も簡単

※前後運動式コントラに装着してご使用ください。
※過度の齧生によりコンタクトポイントがない場合は、まずは手用ストリップスで空隙をつくります。
その後でオーソストリップスを使えば、スムーズにストリッピングができます。
※オートクレーブ滅菌対応。

推奨コントラ
(2017.1現在)

Kavo社製A.ヘッドとB.シャンク
を組み合わせでご使用ください。

A.ヘッド: ①L61G EVA(ロック機能なし) ②L61R EVA(ロック機能付き)

B.シャンク: ①LUX 20L(等速1:1) ②LUX M07L(減速2.7:1) ③LUX M29L(減速7.4:1)

※上記コントラについてのお問い合わせは、各ディーラーへお願いします。

■ オーソストリップス サイズ表

粒子粗さ	90µm	60µm	40µm	25µm	15µm	
カラーコード	ノンカラー	ブラウン	レッド	ホワイト	イエロー	
用途	●多量の削合、形態修正	●少量の削合、形態修正 ●コンタクトスペースが 少しある場合の初期 削合	●少量の削合、歯面研磨 としての形態修正	●コンタクトスペースが ほとんどない場合の 最初の削合 ●仕上げ研磨	●コンタクトスペースが 極めてない場合の最初 の削合 ●最終仕上げ研磨	入数
両刃	OS90	OS60	OS40	OS25	OS15	3本入り
片刃 (R) (L)		OS60R OS60L	OS40R OS40L	OS25R OS25L	OS15R OS15L	1本入り


■ 両刃4本入りセット(A)

90µm・40µm・25µm・15µm 各1本入り



■ 両刃4本入りセット(B)

60µm・40µm・25µm・15µm 各1本入り



Essix® Plastic Sheet

販売名:プラスチックシート・ACE 医療機器届出番号:13B2X00008000051
 販売名:プラスチックシート・タイプA 医療機器届出番号:13B2X00008000013
 販売名:プラスチックシート・タイプC 医療機器届出番号:13B2X00008000012
 一般的名称:歯科用ベースプレート 一般医療機器

ACE



クリアで、強度抜群!
 タイプAとタイプCの
 優れた特徴を兼ね備えています

タイプA




高いコストパフォーマンス!
 透明感があり
 審美的に優れています

タイプC



卓越した強度!
 耐摩耗性に優れ壊れにくい



3種類のシートの特徴

	ACE	タイプA	タイプC
色彩	透明	透明	うすい乳白色
耐摩耗性	かなり強い	強い	卓越して強い
耐久月(目安)	18~24ヶ月	6ヶ月	24ヶ月
レジンの接着性	弱	強	なし
主な用途	昼用	昼用	・夜用 ・歯ぎしりのある患者

ACE

厚さ		バキュームマシン用	バイオスター用	エルコデント社製用	入数(1箱)
インチ	mm				
.030"	0.76	1A350	1A325	1A320	25枚
.035"	0.88	1AH50	1AH25	1AH20	
.040"	1.01	1A450	1A425	1A420	

タイプA

厚さ		バキュームマシン用	バイオスター用	エルコデント社製用	入数(1箱)
インチ	mm				
.020"	0.50	10025	11020	11021	25枚
.030"	0.76	10035	11030	11031	
.040"	1.01	10045	11040	11041	

タイプC

厚さ		バキュームマシン用	バイオスター用	エルコデント社製用	入数(1箱)
インチ	mm				
.040"	1.01	1C500	1C125	1C120	25枚

■ アクセンチュエーター

適合性を高めるために、アプライアンスの隣接歯間部にアンダーカットをつける場合に使用します。



販売名: アクセンチュエーター 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B2X00008000033
一般的名称: 歯科技工用形成器具

■ 冷却スプレー

加熱形成後のプラスチックシートを冷却するために使用します。急冷しないと、シートがさらに変形し、舌側や口蓋側の適合が悪くなる場合があります。

10oz (283.5g)



■ ARS前歯用ダイヤモンドバー

ダイヤモンドがコーティングされており、前歯部のストリッピングに使用します。先端がテーパ状で極めて細いので、比較的狭い隣接面にも入り込むことができます。 ※オートクレーブ滅菌対応。

ヘッドサイズ: 1.6mm
ヘッド長さ: 5.0mm
全長: 19.0mm

原寸



販売名: ARSダイヤモンドバー 一般医療機器
医療機器届出番号: 13B2X00008000020
一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー

1パック2本入り

リテーナーブライト

1日たった1粒でリテーナーがいつもピカピカに

しつこい汚れに強く、除菌効果のあるリテーナー洗浄タブレット。10分ほどで元の輝くような美しいリテーナーによみがえらせ、さわやかな香りが得られます。

- タブレットタイプなので、粉末の計量がいりません
- 粉末が洗面台にこぼれることがないので、衛生的です
- 洗浄終了が、ブルーから薄い色に変わるのでわかります
- わずか10分ほどで洗浄が可能です
※それ以上の長い時間は水に浸さないでください。リテーナーのワイヤーが腐食する可能性があります。
- 1日に1回使用すると、清潔で美しいリテーナーに保てます



■ リテーナーブライト(標準サイズ)
1箱(36粒入り)

■ リテーナーブライト(大箱サイズ)
1箱400粒入り